

Myo 200 - Blanc

gymna

Art: 320290 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Le Gymna Myo 200 - pour myofeedback, électrothérapie en thérapie combinée - réunit les fonctions de deux appareils en un:

- électrostimulation.
- EMG et/ou pressofeedback.

Les deux thérapies peuvent être utilisées séparément ou simultanément.

OBJECTIFS ET INDICATIONS

- Thérapie du plancher pelvien - myofeedback
 - proprioception
 - incontinence d'effort, impériieuse et mixte
 - relaxation de la vessie
- rééducation et stimulation des muscles
- soulagement de la douleur
- diagnose
- ...

Rééducation du plancher pelvien

La fonction du myofeedback garantira une rééducation plus rapide et efficace. Dans la mesure où vous pouvez mesurer et visualiser de l'activité musculaire de votre patient, vous avez une meilleure compréhension du fonctionnement musculaire. La proprioception et la qualité de vie de votre patient s'en trouvent donc améliorées. Le **logiciel PC Myo** vous ouvre de nouvelles perspectives:

- sélectionner un protocole de traitement préprogrammé.
- visualiser et sauvegarder les résultats des séances d'entraînement.
- afficher et imprimer différents graphiques.

- mettre à jour les dossiers de vos patients (journal de l'absorption de liquide et des habitudes urinaires, comparaison des indices de fatigabilité, aperçu détaillé de toutes les phases du feedback, ...).
- exportation de données.
- questionnaire CONTILIFE®.
-

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Le Myo 200 est livrable en blanc ou en noir.
- écran LCD avec l'affichage instantané du traitement.
- 2 canaux d'électrothérapie indépendants pour la stimulation et/ou EMG.
 - via sondes de stimulation vaginales, anales ou surfaces.
 - mesure EMG entre 0 et 2.500 μ V.
 - possibilité de combinaison avec l'électrothérapie.
 - courants basse et moyenne fréquence, TENS, électro-diagnostic, courants progressifs, iontophorèse, rééducation du plancher pelvien, ...
- 1 canal pour pressofeedback
 - via des sondes de pression vaginale ou anale.
 - mesure de pression entre 0 et 1.000 mmHg.
 - possibilité de combinaison avec l'électrothérapie.
- mode de stimulation et relaxation.
- réglage indépendant de la valeur cible (automatique et manuel).
- optionnel: combinaison avec le vaco 200

ACCESSOIRES STANDARDS:

- Logiciel Myo PC + guide de traitement.
- art. 329.967: câble de référence 2 mm.
- art. 330.803 : câble de test F/F
- art. 329.945: câble électrodes EMG/EL 2 mm.
- art. 329.956: câble EMG/CV périnéal 2 mm.
- art. 577050: électrodes autocollants, 3 cm, par 4.
- art. 577.060: électrodes autocollants: 5x5 cm, par 4.
- art. 500.900: sonde de stimulation vaginale
- art. 320.848: sonde de stimulation et pressofeedback avec adaptateur
- art. 330.000: câble de connection Myo - PC