

# Lympha-mat Gradient 300N

**gymna**

Art: 116279 | Marque: LYMPHAMAT



## Informations sur le produit

La pressothérapie intermittente jouit, en tant que traitement complémentaire dans la phlébologie et l'angiologie, d'une excellente réputation et vient ainsi **prolonger idéalement votre traitement de drainage lymphatique manuel.**

### SYSTEME BREVETE

- Pression séquentielle intermittente.
- La pression graduelle dans le manchon est établie de la partie distale à la partie proximale :
  - la pression distale est de 100 % et la pression proximale de 70 % de la valeur affichée.
- Les manchons de traitement (non fournis) ont **12 chambres qui se superposent**:
  - elles sont remplies - une à une - d'air jusqu'à atteindre la pression de traitement souhaitée.
  - ensuite, l'air s'échappe en même temps de toutes les chambres.
- Pendant le traitement, un flux de pression continu est garanti sur toute l'extrémité.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Possibilité de raccorder simultanément 2 manchons avec 12 chambres chacun
- Pression réglable de 20 à 100 mmHg.
- Durée de l'intervalle/de la pause 15 sec.
- Minuterie à arrêt automatique.

ATTENTION : l'appareil est fourni sans manchons de traitement.

- Vous commandez uniquement le(s) manchon(s) qu'il vous faut.
- Prière d'indiquer le(s) manchon(s) souhaité(s) lors de la commande l'appareil.

*Les manchons avec **connecteur blanc** sont conçus pour le Lympa-mat 300N.  
Les manchons avec **connecteur gris** sont conçus pour le Lympa-mat Digital Gradient.  
Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils.*