

# Respilift entraînement expiration

**gymna**

Art: 9011004 | Marque: **MEDINET**



## Informations sur le produit

**POUR UN USAGE INDIVIDUEL** RESPILIFT permet un entraînement léger contre résistance des muscles expiratoires.

- lors de l'expiration, la tige monte et fournit un feed-back visuel.

### INDICATIONS POUR RESPILIFT

- pour les patients **souffrant d'un dysfonctionnement des muscles respiratoires**, par exemple de BPCO.
  - utiliser un entraîneur combinant inspiration et expiration permet **d'améliorer les performances des deux groupes musculaires**

### SPÉCIFICATIONS

- un filtre garantit qu'aucune particule dangereuse n'est inspirée.
- peut être entièrement démonté pour nettoyage.
  - nettoyer à l'eau chaude (40°).
  - ensuite laisser sécher.

### EMBALLAGE

- RESPILIFT est livré avec un connecteur doté d'un filtre, ainsi qu'avec un tube doté d'un embout buccal.

### ATTENTION

- RESPILIFT n'est pas un dispositif destiné à mesurer le volume pulmonaire !
- RESPILIFT convient uniquement pour un usage individuel.

*En combinaison avec le RESPIPROGRAM (art. 901.1003) ou RESPIVOL (art. 901.1001 - adulte - ou 9011002 - enfant), il permet d'entraîner les muscles inspireurs. De cette façon, il est possible d'inspirer et d'expirer consécutivement contre résistance.*