



## Informations sur le produit

Le Poignet de maintien Push med offre un soutien et une protection de haut niveau de l'articulation du poignet sans limiter la fonctionnalité de la main. Les renforts formés anatomiquement limitent la flexion palmaire et dorsale sans la bloquer complètement. Le degré de pression peut être réglé de manière optimale à l'aide d'une bande élastique facile à appliquer. Le poignet de maintien peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras. Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones sensibles du poignet. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le Poignet de maintien Push med est facile à appliquer et peut être lavé sans précaution particulière.

### INDICATIONS

- Instabilité résiduelle
  - Distorsions de modérées à graves
  - Douleurs lancinantes au poignet
  - Douleurs lancinantes aux extenseurs du poignet persistantes malgré la thérapie
  - Tendinite aux extenseurs du poignet
  - Fractures du poignet sans dislocations
  - Traitement de suivi de fractures du poignet
  - Arthrose avec enflure
  - LMR (lésions dues aux mouvements répétitifs)
- 
- + Haut degré de soutien et de protection de l'articulation du poignet.
  - + Baleines palmaires et dorsales.
  - + Facile à appliquer.
  - + L'intérieur de l'orthèse est en matériau très doux.
  - + 1 seul velcro de fermeture, ne s'accroche pas aux vêtements.
  - + Bandage court, se met facilement en-dessous d'un pull.

- La paume est libre de manière limitée.
- Peu ou pas d'ajustement des baleines.
- Moins efficace pour les lésions de l'avant-bras.