

Kantelbeveiliging (rol)stoel Thera-Trainer Tigo (2 **gymna**

st)

Art: 524203



Productinformatie

Systeem van oprolbare veiligheidsriemen met haken dat op elke THERA-Trainer Tigo gemonteerd kan worden in daartoe voorziene gaten van het onderstel.

- de haken worden bevestigd aan de (rol)stoel waardoor deze niet kan kantelen.
- dit zorgt er eveneens voor dat de afstand tussen apparaat en gebruiker optimaal blijft.
- haken kunnen door de gebruiker zelf aan de rolstoel bevestigd worden.
- kan eveneens gemonteerd worden op de 4-wielenbasis (art. 561.350).