

Sonde anaal, gold

gymna

Art: 329989



Productinformatie

- Anale stimulatiesonde met 2 mm aansluiting, goudkleurig.
- Geschikt voor elektrostimulatie en feedback.
- Voorzien van een beschermplaatje om de sonde makkelijk te kunnen inbrengen en verwijderen zonder de kabels te beschadigen.

Hoe sondes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen sonde aankoopt. Reinig de sonde na elk gebruik met zeepwater en verwijder de slijmen met een kleine borstel. Afspoelen met zuiver water en zorgvuldig afdrogen. Indien nodig: desinfecteer **UITSLUITEND** met een bacterie- en virusremmende koude oplossing. Stop de sonde terug in de verpakking.