

Artromot K1 classic knie

gymna

Art: 504911 | Merk: [ARTROMOT](#)



Productinformatie

Artromot is een serie van apparaten voor CPM - Continue Passieve Mobilisatie. CPM heeft als bedoeling schade door immobilisatie te vermijden en een snellere genezing te bekomen na orthopedische chirurgie. CPM zorgt voor:

- verbetering van het metabolisme van de gewrichten.
- voorkomen van gewrichtsstijfheid.
- een snellere wederopbouw van het aangetaste kraakbeen.
- versnelling van de genezing van de ligamenten en verhoging van hun weerstand.
- versnelling van de resorptie van bloeditstoringen en vochtophopingen.
- verbetering van de bloed- en lymfecirculatie,
- voorkoming van tromboses en embolieën.

Artromot apparaten kunnen toegepast worden in het allervroegste stadium na de operatie.

INDICATIES KNIE/HEUP

- artrotomie, artroscopie.
- operatief behandelde fracturen en pseudoartrose.
- stabiele osteosynthese.
- gewrichtsmobilisatie onder narcose.
- ACL/PCL reconstructies.
- totale knie- en heupvervangende operatie.
- meniscus operatie.
- autologe kraakbeenceltransplantatie (ACT).

ALGEMENE KENMERKEN

- anatomisch juist instelbaar.
- fysiologisch bewegingsverloop.
- afstandsbediening voor het nauwkeurig instellen van alle behandelwaarden.

- afstandsbediening met pictogrammen voor een eenvoudig gebruik.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- afstandsbediening met draaiknoppen.
- extra brede beenruimte.
- schalen in kunststof die gedesinfecteerd kunnen worden.
- kan zowel links als rechts gebruikt worden zonder ombouwen.
- bewegingsuitslag :
 - extensie/flexie knie: -10 - 0 - 120°
 - extensie/flexie heup: 0 - 7 - 115°
- pauze: instelbaar 0 - 59 sec / 1 - 59 min.
- timer: instelbaar 1 - 59 min. / 1 - 24 u - continu.
- snelheid: instelbaar 5 - 100 %.
- warming up programma.
- omkering van de bewegingsrichting in stappen: 1 - 25, veiligheidsschakeling.
- grafische weergave van de totale behandelingscyclus.
- lengte patiënt: 120 - 200 cm, ook voor kinderen.