

Nohrd Squat rack - chêne

gymna

Art: 566602 | Marque: NOHRD



Informations sur le produit

Vous voulez faire des exercices de force fonctionnels avec un squat rack, mais l'espace est limité dans votre cabinet? Avec le Nohrd squat rack, vous avez trouvé la solution idéale. Le secret se trouve dans deux colonnes de bois élancées: le rack se déploie sans effort pour faire une plateforme d'entraînement robuste. Si vous souhaitez utiliser l'espace à d'autres fins, vous pouvez le replier en un minimum de temps.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- design unique en bois et acier inoxydable.
- choix entre chêne ou noyer.
- système breveté: extensible en deux phases jusqu'à 70 cm.
- fourni en standard avec 2 supports de barre - réglables sur 15 hauteurs différentes.
- capacité de charge jusqu'à 200 kg.
- barre de musculation et poids pas inclus.
- arrêt de sécurité pas inclus.