

Littmann stéthoscope Cardiology IV SE - navy blue **gymna** - high polish rainbow chestpiece - black stem

Art: 586242 | Marque: **LITTMANN**

279,75 € ~~349,69 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le stéthoscope Littmann® Cardiology IV a été conçu pour vous permettre d'entendre les sons à peine perceptibles, ceux qui vous en diront davantage sur l'état de santé de votre patient. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :**

- Meilleure audibilité des sons haute fréquence*, ce qui vous permet d'en savoir davantage sur l'état de santé de votre patient
- La membrane d'un seul tenant permet d'écouter les sons haute ou basse fréquence à la fois des côtés adulte et pédiatrique du pavillon
- Possibilité de transformer le côté pédiatrique en cloche ouverte en remplaçant la membrane d'un seul tenant par une bague anti-froid
- Petite membrane pour recouvrir la cloche afin qu'elle reste propre et dépourvue de débris
- Pas de bruit de frottement grâce à la double tubulure qui se rejoint pour ne former qu'un tube

- Sans latex de caoutchouc naturel ni plastifiant au phtalate. Cette tubulure de nouvelle génération résiste mieux aux huiles pour la peau et à l'alcool
- 7 ans de garantie.

COULEURS DE LA TUBULURE :

bordeaux - bleu caraïbes - framboise - gris - vert kaki - bleu marine - prune - turquoise - noir.

FINITIONS PAVILLON :

acier inoxydable - arc-en-ciel - champagne - effet miroir - fumé - high polish - high polish fumé - noir - or jaune.

*Côté adulte : pression ferme.