


# Qines Qlick profile mural de base - 105 cm

Art: 577485 | Marque: QINES

**gymna**

99,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Le **profil mural de base Qlick** est la 'base' du **système de rangement Qines Qlick**. C'est un système de profils muraux révolutionnaire sur lequel vous pouvez déposer tout votre matériel d'exercice. Qines est la marque 'maison' de Gymna Belgique.

Le système de rangement consiste en un **profil mural de base** que vous pouvez fixer à un **mur plein**. Votre matériel d'exercice 'pend' en quelque sorte au mur.

Plus rien ne traîne par terre et personne ne risque de marcher ou de trébucher sur votre matériel.

### CLIQUER LES SUPPORTS DE RANGEMENT

- sur un profil mural de 105 cm vous pouvez fixer (en fonction de la taille) un ou plusieurs supports Qlick (en fonction de la taille) pour y ranger des tapis d'exercice, ballons de gymnastique, Bosu, Togu Jumper, sangles, medecine ball ...
- vous pouvez placer ou enlever des **soutiens de rangement** sur les profils muraux Qlick en

'clickant' selon vos envies, ou les déplacer en glissant.

## ÉTAGÈRES

- possibilité de mettre des **tablettes en bois** dans les supports, vous pouvez donc les utiliser comme étagères.
- vous pouvez y ranger des essuies, produits de massage, crèmes, petit matériel d'exercice, coussins, petits appareils, modèles anatomiques, des Airex Balance Pads, des Togu Balanza...

## MODULABLE

- tout est livré séparément et par pièce
- avec notre **configurateur Qlick**, vous pouvez facilement composer votre propre mur Qlick !