

Blackroll Super boucle textile - 104 cm - medium - **gymna**

vert

Art: 577157 | Marque: [BLACKROLL](#)



Informations sur le produit

Sécurité, hygiène, confort et polyvalence caractérisent la boucle textile 'SUPER' de BLACKROLL.
SANS DANGER

- matériau robuste, ne peut pas se rompre.
- sans latex, convient aux personnes allergiques.

HYGIÉNIQUE

- lavable à 60°.

CONFORTABLE

- ne s'enroule pas et ne coupe donc pas la peau.
- agréable en présence de pilosité.
- matériau doux.

POLYVALENT

- pour le renforcement de divers groupes musculaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- disponible en trois résistances.
 - orange/léger.
 - vert/medium.
 - bleu/fort.
- dimensions : 104 x 3 cm. ENTRETIEN
 - lavable (en machine) à 60° - séchage à basse température - ne pas utiliser d'adoucissant ou de chlore – pas de nettoyage à sec

- éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil.

QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.