

# TORK savon liquide S2 - légèrement parfumé - 475 ***gymna***

ml

Art: 1807206 | Marque: [TORK](#)



## Informations sur le produit

Recharge TORK de savon liquide, **ingrédients doux** (dermatologiquement testé), légèrement parfumé pour **tout type de peau**.

- recharge pour le TORK S2 distributeur de savon.
- savon crémeux avec un léger parfum frais.
- sans colorant, minimisant les risques d'irritation de la peau ou de réactions allergiques.
- des ingrédients hydratants se joignent aux lipides et nourrissent la peau.
- le flacon hermétique - avec doseur - élimine tout risque de contamination croisée lors de la recharge.
- le flacon se plie après utilisation afin de réduire le volume de déchets.
- contenu : 475 ml, usage économique.
- EU-écolabel.