

Electrode autocollante Easysnap, 1 connecteur -

gymna

Compex - 5 x 10 cm (2 pcs) - noir

Art: 579830 | Marque: [COMPEX](#)



Informations sur le produit

Les électrodes adhésives réutilisables "Easysnap" de Compex sont des électrodes autocollantes de haute qualité pour l'électrostimulation et le TENS.

- Easysnap: avec connecteur à pression pour les électrostimulateurs sans fil Compex (tels que Compex Fit 5.0 et Compex SP 8.0).
- Les électrodes autocollantes se collent directement sur la peau.
- Les électrodes sont sans latex.
- Disponible en différentes tailles et versions:
 - avec 1 ou 2 connecteurs à pression.
 - 5 x 5 cm ou 5 x 10 cm.
- 2 ou 4 électrodes dans un paquet, selon la taille.
- Couleur noir.