

Kwell Iron Bench - banc d'entraînement en métal - **gymna**

sans accessoires

Art: 578940.N | Marque: [KWELL](#)

Informations sur le produit

Avec le Kwell Iron Bench, **FONCTION** et **SOLUTION** sont réunies en un seul appareil.

- le premier banc d'entraînement fonctionnel qui est solide, pratique, **minimal et unique**.
- entièrement conçu et fabriqué pour un usage professionnel et intensif, il vous permet également de stocker tout le matériel d'exercice nécessaire à un entraînement fonctionnel.

CONCEPTION FONCTIONNELLE

- les ouvertures spéciales découpées dans la structure deviennent des points d'ancrage parfaits pour les sangles élastiques, les câbles et les poignées.
- aucun crochet ou structure en saillie : évite tout risque de trébuchement.
- la barre est particulièrement adaptée à la fixation d'un Revoring ou d'un Battle rope.
- matériau : acier peint en poudre, revêtement à cellules fermées, antidérapant et antibactérien.

FONCTION et SOLUTION ont été réunis en un seul produit, créant le premier banc d'entraînement fonctionnel, solide, pratique, minimal et unique.

Entièrement conçu et fabriqué pour un usage professionnel et intensif, vous pouvez également y ranger du matériel d'exercice nécessaire à l'entraînement fonctionnel.

Conception fonctionnelle: des ouvertures spéciales découpées dans la structure deviennent des points d'ancrage parfaits pour des bandes élastiques, des câbles et des poignées. Pas de crochets ou de structures saillants, évitez tout risque de trébucher. La barre est particulièrement adaptée pour attacher un Revoring ou une corde ondulatoire.

Matériau: acier peint par poudrage, revêtement à cellules fermées, antidérapant et antibactérien.