

Gymna W-Move Onyx Pec Dec / Fly

gymna

Art: 350372 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Le GYMNA W-MOVE PEC DEC / FLY est un appareil pour **le renforcement des muscles du haut du bras et du torse.**

Groupes musculaires

- Pectoralis major
- Triceps brachii
- Deltoid

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gymna W-Move est un **concept d'entraînement complet** composé de **9 appareils** pour améliorer la force musculaire, la condition physique générale et soutenir l'entraînement de la silhouette.
- les appareils peuvent être **achetés séparément**, mais ils sont également parfaits pour l'entraînement en circuit.
- compact:
 - même dans les petits cabinets, il est possible d'installer un circuit complet sur 20 m².
 - double mouvement : chaque dispositif offre **une résistance dans les deux directions du mouvement** - vous entraînez à la fois l'agoniste et l'antagoniste
- facile à utiliser:
 - les cylindres hydrauliques assurent **une transition douce lors de l'entraînement en résistance**
 - réglable sur **6 niveaux de résistance** à l'aide d'un bouton rotatif facilement accessible
 - aucun autre réglage n'est nécessaire - la conception ergonomique s'adapte à tout le monde
 - idéal pour les patients et les personnes âgées

- + compact et multifonctionnel.
- + intuitif et facile à utiliser.
- + sûr.

- ne convient pas à l'entraînement de la force à haut niveau.
- la résistance n'est pas affichée en kg.

Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 74,5 x 126 x 126 cm
- Poids: 38 kg
- Châssis: noir
- Coussins: revêtement premium, couleur caramel latte