

**TORK distributeur S1 savon liquide / gel d' alcool**

***gymna***

**désinfectant - 1 l - noir**

Art: 1838206 | Marque: [TORK](#)



## Informations sur le produit

Distributeur TORK S1 pratique pour **savons liquides, savon bactérien ou gel d'alcool pour désinfecter les mains.**

- pour les recharges TORK du type S1.
- facile à utiliser, aussi pour **les enfants et les personnes âgées.**
- nettoyage et remplissage commodes : pour vous un gain de temps.
- matériau : matière synthétique.
- couleur combinaison blanc/transparent ou noir/transparent.
- contenu : 1 litre.
- dimensions (h x larg x prof) : 96,6 x 11,2 x 11,4 cm.
- livré sans savon / gel d'alcool.