

Tabouret - standard - noir

gymna

Art: 339131



Informations sur le produit

Un **tabouret pratique pour chaque cabinet**. La possibilité de régler la hauteur permet une assise confortable dans chaque situation.

- assise stable avec le pied à roulettes à cinq bras
 - grâce aux roulettes, vous vous déplacez rapidement jusqu'à l'endroit souhaité
 - réglable en hauteur : 47 – 62 cm
 - poids maximal utilisateur : 100 kg
 - facile à nettoyer à l'aide d'une solution savonneuse au pH neutre
 - désinfectable à l'aide d'un désinfectant sans alcool
 - matériau durable
 - revêtement du coussin : vinyle
 - rembourrage du coussin : mousse polyuréthane souple
 - piètement : plastique durable
 - vérin à gaz en fer
- couleur du coussin : noir.