

## blanc

Art: 110199 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



## Informations sur le produit

Cette 'demi-veste' est un manchon pour le drainage lymphatique du bras gauche ainsi que du quadrant supérieur gauche du torse.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MANCHON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) et [Lympha-mat 300N](#)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air superposées où la pression diminue progressivement.
- La compression commence au bout des doigts et se poursuit à travers les bras jusqu'au dos, au thorax et à l'abdomen.
- La pression est exercée d'un côté, le brassard étant fixé sur le côté opposé à l'aide d'un 'boléro' sans compression.

- L'arrivée d'air se fait par la partie dorsale pour une liberté de mouvement et un confort de port maximum.
- Couleur : gris.
- Pour des patients ayant une circonférence de bras allant jusqu'à 55 cm et une circonférence abdominale allant jusqu'à 134 cm.
- Extensions livrables en option :
  - 10 cm pour [bras](#).
  - 13 cm [dos](#).
  - 13 cm [poitrine](#).

*Le connecteur gris est conçu pour le [Lympha-mat Digital](#) .*

*Le connecteur blanc est conçu pour le [Lympha-mat 300N](#).*

*Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au [300Plus](#)).*