

Housse désinfectable table - ouverture visage

gymna

Ergomax - PU - granite

Art: 576750



Informations sur le produit

Housse désinfectable, spécialement conçue pour les tables Gymna PRO - munies d'une ouverture visage Ergomax - de largeur standard.

- material : polyuréthane, 180 g/m² - extrêmement durable et plus résistant que les variantes plus légères (les rayures ou dommages causés par ceintures, montres, chaussures, ...)
- munie d'une ouverture pour le visage en forme de cœur pour le coussin de visage Ergomax
- **désinfectable avec tous les désinfectants courants, y compris l'alcool**
- lavable et lavable en machine à 90°C, marge de rétrécissement env. 2 %
- antibactérienne, antiallergique et ignifuge
- bon ajustage - légèrement bi-élastique (! ne s'ajuste pas comme un tissu éponge extensible ! nous vous conseillons l'emploi de clips de fixation – art. 105340)
- convient pour un usage fréquent : env. lavages
- 100% made in Belgium
- couleur granite (gris foncé)