


Airex Porte-tapis 105 cm

Art: 325556 | Marque: AIREX

gymna

139,95 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

- Système de rangement en acier inoxydable
- Pour le rangement ordonné de 10 tapis Corona/Coronella (épais. 1.5 cm) ou pour 15 tapis Fitline (épais. 1 cm)
- Dimensions (larg. x prof. x haut.): env. 105 x 20 x 10 cm, barre d'un diamètre d'environ 4 cm
- Fixation murale, les accessoires de fixation sont compris