

# Blackroll Super boucle textile - léger - orange - 104 cm

Art: 577156 | Marque: **BLACKROLL**

**gymna**

23,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Sécurité, hygiène, confort et polyvalence caractérisent la boucle textile 'SUPER' de BLACKROLL. SANS DANGER

- matériau robuste, ne peut pas se rompre.
- sans latex, convient aux personnes allergiques.

### HYGIÉNIQUE

- lavable à 60°.

### CONFORTABLE

- ne s'enroule pas et ne coupe donc pas la peau.
- agréable en présence de pilosité.

- matériau doux.

#### POLYVALENT

- pour le renforcement de divers groupes musculaires.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- disponible en trois résistances.
  - orange/léger.
  - vert/medium.
  - bleu/fort.
- dimensions : 104 x 3 cm. ENTRETIEN
  - lavable (en machine) à 60° - séchage à basse température - ne pas utiliser d'adoucissant ou de chlore – pas de nettoyage à sec
  - éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil.

#### QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.