

Dax distributeur automatique - modèle mural - 700 **gymna** ml

Art: 9053195 | Marque: **DAX**

118,55 € ~~169,25 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Où utiliser ? Le distributeur automatique de Dax peut être utilisé partout où le travail quotidien exige une bonne hygiène des mains. Le distributeur est une aide aux soins de santé et aux soins infirmiers, ainsi qu'à la dentisterie, aux soins aux enfants et aux cliniques pour animaux. **Comment fonctionne le distributeur ?** Le distributeur de Dax fonctionne avec un capteur électronique. Il suffit de garder les mains sous le distributeur pour que la bonne dose soit libérée. Chaque recharge est munie d'une valve de dosage qui empêche l'air et les bactéries de pénétrer dans le produit. Les recharges ont une capacité de 700 ml. **Conception** La partie supérieure du distributeur Dax est en biais, de sorte que rien ne peut être placé dessus. Le distributeur est également conçu de manière à ce que l'emballage jetable du contenu puisse être facilement remplacé. **Durée de vie et nettoyage** La durée de vie du distributeur est de 250 000 doses ou de plus de dix ans.

Les piles peuvent être remplacées une fois par an ou par 10 000 doses. (6x AA alcalin 1,5V ou 1x 9V) Nettoyer avec une eau légèrement savonnée ou de l'eau à 90°C.

Dimensions Modèle mural 120 x 265 x 113 mm