

Togu Anneau de résistance Pilates - diam. 35 cm

Art: 576510.N | Marque: **TOGU**

gymna

43,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Anneau ferme mais élastique en fibre de verre. Diamètre 35 cm. Muni de 2 poignées douces et en forme anatomique pour le serrer facilement entre les jambes ou bras. La résistance élastique est idéale pour renforcer des groupes musculaires dans les bras, jambes ou poitrine. Peut être utilisé dans les cours de pilates, mais aussi pour la thérapie individuelle dans le cabinet ou à la maison.