

# Tork savon liquide S4 - parfum frais - 1 l

Art: 1899208 | Marque: **TORK**

**gymna**

**14,95 €**

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

La **recharge de savon liquide pour les mains Tork S4**, légèrement parfumée, a un parfum frais et contient des ingrédients hydratants et réparateurs.

## Spécifications

- Recharge pour distributeur manuel de savon Tork S4.
- Savon liquide blanc nacré au parfum léger et frais.
- Les ingrédients hydratants et relipidants nourrissent et soignent la peau.
- Le flacon hermétiquement fermé - avec embout de distribution - réduit le risque de contamination croisée lors du remplissage du distributeur.
- Le flacon se comprime au fur et à mesure que le contenu est consommé, ce qui réduit les déchets.
- Contenu : 1 litre.
- Respectueux de l'environnement, avec le label écologique de l'UE.