

Opsite flexifix - 10 cm x 1 m

gymna

Art: 9181249 | Marque: SMITH&NEPHEW



Informations sur le produit

Un film transparent et semi-perméable pour la fixation des pansements. Le pansement sous-jacent peut être surveillé en permanence pour faire progresser la cicatrisation accélérée. Il convient très bien aux patients dont la peau est sensible et fragile.

Indications :

- Fixation des compresses
- Soulagement de la douleur en cas de neuropathie diabétique
- Protection de la peau
- Prévention des escarres