

Pure 2 Improve Chin-up bar

Art: 575285 | Marque: PURE2IMPROVE

gymna

64,99 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La **barre de traction** de Pure2Improve convient aux utilisateurs de différentes longueurs et de différents niveaux. Il y a une barre horizontale avec une poignée qui dépasse de chaque côté et des barres parallèles qui pointent vers l'avant. Les poignées en mousse souple sont confortables pour les mains. La barre de traction Pure2Improve est un dispositif d'entraînement fiable pour la musculation des mains, des bras et du dos. C'est également un outil idéal pour fixer des bandes d'exercice et de résistance.

Spécifications

- Couleur : noir
- Matériau : acier
- Dimensions : 93 x 50,9 x 15 cm (L x P x H)
- Capacité de charge : 120 kg
- Boulons et écrous inclus : M8x75 (2 pièces) - M6x12 (2 pièces) - M8x70 (8 pièces)