

Ergofit Circle 4000 MED - blanc

gymna

Art: 580201 | Marque: [ERGOFIT](#)



Informations sur le produit

L'Ergofit CIRCLE 4000 est un vélo-ergomètre pour bras professionnel pour l'entraînement du haut du corps.

Les mouvements vers l'avant et vers l'arrière permettent d'éviter les charges musculaires unilatérales.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- hauteur réglable pour une ergonomie optimale, assis comme debout.
- siège amovible pour les utilisateurs de fauteuil roulant
- bras de levier réglable, poignées en forme de boule.
- mouvement vers l'avant ou vers l'arrière, en parallèle ou diagonal.
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple.
- frein électromagnétique.
- portée : charge de départ faible : 15 - 400 W, par 5 W.
- régime : 20 - 120 tr/min.
- poids utilisateur max. : 200 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.
- langue à sélectionner sur l'écran.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- possibilités d'entraînement : manuel, manuel countdown, cardio, profils.
- paramètres affichés sur l'écran : WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- précision : 10%. (version MED 5% jusqu'à 200 W, 10% à partir de 200 W).
- dimensions (LxlxH): 165,5 x 63,5 x 152 cm.
- poids: +/- 107 kg.

OPTIONS DE SÉLECTION

- cadre : blanc ou anthracite.
- écran : écran graphique LED avec boutons poussoirs ou écran tactile couleur.

- exécution : standard ou MED (examen médical selon MDR).
- chip : équipée d'un lecteur RFID (compatible avec le logiciel Vitality care).