

# Gymna W-Move Onyx Twisting

Art: 350394 | Marque: GYMNA

**gymna**

4 990,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

**TWISTING:** pour le renforcement des muscles abdominaux obliques

### Groupes musculaires:

- mm. obliqui abdomini (externus & internus)
- Erector spinae

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gymna W-Move est un concept d'entraînement complet composé de 9 appareils pour améliorer la force musculaire, la condition physique générale et soutenir l'entraînement de la silhouette.
- les appareils peuvent être achetés séparément, mais ils sont également parfaits pour l'entraînement en circuit.
- compact:
  - même dans les petits cabinets, il est possible d'installer un circuit complet sur 20 m<sup>2</sup>.

- double mouvement : chaque dispositif offre une résistance dans les deux directions du mouvement - vous entraînez à la fois l'agoniste et l'antagoniste
- facile à utiliser:
  - les cylindres hydrauliques assurent une transition douce lors de l'entraînement en résistance
  - réglable sur 6 niveaux de résistance à l'aide d'un bouton rotatif facilement accessible
  - aucun autre réglage n'est nécessaire - la conception ergonomique s'adapte à tout le monde
  - idéal pour les patients et les personnes âgées
- + compact et multifonctionnel.
- + intuitif et facile à utiliser.
- + sûr.
- ne convient pas à l'entraînement de la force à haut niveau.
- la résistance n'est pas affichée en kg.

## Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 105 x 73 x 105 cm
- Poids: 28 kg
- Châssis: noir
- Coussins: revêtement premium, couleur caramel latte