

TORK distributeur S4 - manuel - 1 l - blanc

Art: 1915206 | Marque: TORK

gymna

69,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le **distributeur manuel Tork** pour le savon liquide et le savon mousse S4 offre une bonne hygiène des mains et est facile à utiliser.

Spécifications

- pour toutes les recharges de type S4.
- design fonctionnel et moderne.
- facile à utiliser, même pour les enfants et les personnes âgées.
- facile à nettoyer et à recharger, ce qui vous permet de gagner du temps.
- matériau : plastique.
- couleur : blanc ou noir.
- capacité : 1 litre.
- dimensions (h x l x p) : 29,2 x 11,3 x 11,4 cm.
- livré sans savon.