

Gymna W-Move Onyx Leg Press

gymna

Art: 350361 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Le GYMNA W-MOVE LEGG PRESS est un appareil pour **le renforcement de toute la jambe**, muni d'un système Easy-Flex pour démarrer.

Groupes musculaires

- Quadriceps
- Gluteus maximus
- Gastrocnemius
- Tibialis anterior
- Soleus

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gymna W-Move est **un concept d'entraînement complet** composé de **9 appareils** pour améliorer la force musculaire, la condition physique générale et soutenir l'entraînement de la silhouette.
- les appareils peuvent être **achetés séparément**, mais ils sont également parfaits pour l'entraînement en circuit.
- compact:
 - même dans les petits cabinets, il est possible d'installer un circuit complet sur 20 m²
 - double mouvement : chaque dispositif offre **une résistance dans les deux directions du mouvement** - vous entraînez à la fois l'agoniste et l'antagoniste
- facile à utiliser:
 - les cylindres hydrauliques assurent **une transition douce lors de l'entraînement en résistance**
 - réglable sur **6 niveaux de résistance** à l'aide d'un bouton rotatif facilement accessible
 - aucun autre réglage n'est nécessaire - la conception ergonomique s'adapte à tout le monde
 - idéal pour les patients et les personnes âgées

- + compact
- + intuitif et facile à utiliser.
- + sûr.

- ne convient pas à l'entraînement de la force à haut niveau.
- la résistance n'est pas affichée en kg.
- cet appareil n'a pas la fonctionnalité double.

Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 162 x 61 x 126 cm
- Poids: 50 kg
- Châssis: noir
- Coussins: revêtement premium, couleur caramel latte