

Gymna W-Move Onyx Leg Press

Art: 350361 | Marque: GYMNA

gymna

4 990,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

LEGG PRESS: avec système Easy-flex pour démarrer, renforcement de toute la jambe.

Groupes musculaires:

- Quadriceps
- Gluteus maximus
- Gastrocnemius
- Tibialis anterior
- Soleus

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gymna W-Move est un concept d'entraînement complet composé de 9 appareils pour améliorer la force musculaire, la condition physique générale et soutenir l'entraînement de la silhouette.
- les appareils peuvent être achetés séparément, mais ils sont également parfaits pour l'entraînement en circuit.
- compact:
 - même dans les petits cabinets, il est possible d'installer un circuit complet sur 20 m².
 - double mouvement : chaque dispositif offre une résistance dans les deux directions du

mouvement - vous entraînez à la fois l'agoniste et l'antagoniste

- facile à utiliser:
 - les cylindres hydrauliques assurent une transition douce lors de l'entraînement en résistance
 - réglable sur 6 niveaux de résistance à l'aide d'un bouton rotatif facilement accessible
 - aucun autre réglage n'est nécessaire - la conception ergonomique s'adapte à tout le monde
 - idéal pour les patients et les personnes âgées
- + compact
- + intuitif et facile à utiliser.
- + sûr.
- ne convient pas à l'entraînement de la force à haut niveau.
- la résistance n'est pas affichée en kg.
- cet appareil n'a pas la fonctionnalité double.

Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 162 x 61 x 126 cm
- Poids: 50 kg
- Châssis: noir
- Coussins: revêtement premium, couleur caramel latte