

Thera-Band Entraîneur stabilité - dur - vert - p pc

gymna

Art: 579580 | Marque: THERA-BAND

36,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

L'entraîneur de stabilité Thera-Band est un coussin de mousse **rempli d'air** et est utilisé pour

- l'entraînement à l'équilibre et à la proprioception,
- l'entraînement de la force et de la stabilité,
- pour le tronc, les extrémités supérieures et inférieures.
- idéal pour les exercices de la chaîne cinétique fermée et la prévention ciblée des blessures.

VARIATION DU NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- les exercices d'équilibre sont fabriqués en PVC lourd et moulés en mousse à cellules fermées, surface striée antidérapante d'un côté.
- ils sont disponibles en **3 variantes**, chacune avec sa propre densité. en combinant les différents exercices d'équilibre, il est possible de **varier le degré de difficulté**.