

# Kwell Barbell - Barre Olympique - 220 cm x 50 mm **gymna**

- 20 kg

Art: 579113 | Marque: [KWELL](#)



## Informations sur le produit

La **Kwell Barbell - Barre Olympique** est élégante, compacte et exceptionnellement solide.

- grâce à sa composition spéciale, cette barre est **élastique pendant la charge** et **reprend rapidement sa position initiale** après la charge.
- les manchons aux extrémités de l'haltère sont dotés de coussinets qui leur permettent de tourner de manière particulièrement souple, ce qui permet de réaliser des exercices tels que le '*Clean & Jerk*'.
- le moletage des poignées est à grain moyen, ce qui les rend confortables même en cas de charge très élevée.