

# Curamotion Exer 1 entraîneur épaule, incl. acc. de

***gymna***

## fixation

Art: 560250



## Informations sur le produit

Le Curamotion Exer I est un appareil d'entraînement de l'épaule et d'amélioration de la circulation sanguine, de la force musculaire et de l'amplitude de mouvement des articulations.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- résistance adaptable.
- rayon aisément modifiable.
- bouton de libération rapide pour modifier la hauteur.
- écran LCD multifonctions pour afficher :
  - le nombre de rotations.
  - le nombre de rotations par minute.
  - la durée d'exercice.
  - les calories consommées.
- fourni avec tous les accessoires pour le fixer au mur (construction dure).
- manuel concis en anglais.