

# Patch teste Chambers (50 x 10)

**gymna**

Art: 9101170



## Informations sur le produit

**Les chambres de test épicutané Van der Bend** offrent une solution fiable pour les tests d'allergie. Grâce à leur matériau hypoallergénique, elles sont sûres et confortables pour les patients. De plus, leur utilisation simple garantit des procédures efficaces en cabinet.

- Convient pour des tests d'allergie précis et fiables.
- Fabriqué en matériau de haute qualité et hypoallergénique.
- Confortable pour le patient, avec une irritation cutanée minimale.
- Facile et rapide à appliquer et à retirer.
- Idéal pour les dermatologues et allergologues.