

ARTZT Vintage Series - plio box / plinthe

gymna

Art: 577199 | Marque: [ARTZT VITALITY](#)



Informations sur le produit

Revalidation à l'ancienne avec ce plinth vintage d'ARTZT en matériau de grande qualité.

APPLICATION

- exercices pliométriques.
 - peut également être utilisé comme siège tendance.
- ### SPÉCIFICATIONS
- pieds en multiplex pour une stabilité optimale avec pads en caoutchouc pour protéger le sol.
 - matériau : bois de conifère et revêtement en cuir bovin.
 - poids : 17,1 kg.
 - dimensions : 70 x 50 x 40 cm.