

# Manchon bras gris Lympha-mat - connecteur gris

**gymna**

Art: 110183 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



## Informations sur le produit

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MANCHON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air superposées.
- Fermeture velcro permettant d'ajuster la circonférence jusqu'à 58 cm.
- Longueur du bras (à partir des doigts) 71 cm.
- Couleur : gris.

*Le connecteur gris est conçu pour le [Lympha-mat Digital Gradient](#)*

*Le connecteur blanc est conçu pour le [Lympha-mat 300N](#)*

*Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au 300Plus).*