

# Coban systeem de compressie 2 couches - 10 cm x **gymna**

**3,5 m - 8 sets**

Art: 9137188 | Marque: **3M**



## Informations sur le produit

Het COBAN 2 COMPRESSIESYSTEEM is een handige **kant-en-klaar kit** die bestaat uit 1 elastische comfortwindel en 1 elastische drukwindel met korte rek. Beide windels zijn **cohesief**: zij kleven of hechten aan zichzelf (ook de ene windel aan de andere). De 2 lagen vormen een **uiterst dun en glad drukverband** dat het dragen van **normaal schoeisel** toelaat. **BEIDE WINDELS VAN COBAN 2 ALTIJD SAMEN GEBRUIKEN. MATERIAAL**

- de comfortwindel: open-cel poly-urethaanschuim met een poreuze structuur.
- de drukwindel: non-woven polyester materiaal.
- beide LATEXVRIJ.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- groot dagelijks comfort door ademend materiaal.
- beide rollen zijn als geheel te gebruiken.
  - NIET GEBRUIKEN in combinatie met andere compressieverbanden of orthopedische watten.
- duurzame therapeutische compressie tot wel 7 dagen.
- makkelijk en snel aan te brengen en te verwijderen.
- blijft goed zitten.
- herkenbaar aan de paarse kern.

### TOEPASSINGEN EN INDICATIES

- oedeemreductie in de onderste ledematen bij:
  - Ulcus Cruris Venosum.
  - lymfoedeem.
  - andere gerelateerde klinische aandoeningen.