

Clarius PAL - appareil d'échographie -

gymna

Multifonctionnel Dual - incl. 3 ans licence

Art: 568550.D | Marque: [CLARIUS](#)



Informations sur le produit

Le **CLARIUS PAL HD3** est l'appareil **multifonctionnel** portable par excellence pour l'échographie **du corps entier**.

Cet appareil de Clarius combine : la puissance d'imagerie du réseau phasé à basse fréquence pour une imagerie plus profonde du cœur, des poumons et de l'abdomen - avec la haute fréquence linéaire pour une imagerie superficielle de qualité supérieure.

A TOUT MOMENT, EN TOUT LIEU

- Associé à votre smartphone ou à votre tablette, vous disposez d'une échographie de haute qualité à tout moment et en tout lieu.
- C'est l'appareil portable idéal pour les cliniciens qui recherchent le summum de la qualité d'image et de la flexibilité diagnostique.
- En bref, vous obtenez les informations cliniques nécessaires à l'échographie sans la complexité d'un système étendu.

MEMBRE DE CLARIUS

Le **membership de Clarius** ajoute une couche supplémentaire à cela (option) :

- des fonctions avancées telles que la commande vocale, le doppler, le mode d'enregistrement, etc.
- des préreglages qui améliorent votre fonctionnalité
- stockage d'images

- éducation sous forme de tutorat virtuel, de formation en ligne et de vidéos.

DIAGNOSTIC RAPIDE ET PRÉCIS

- un seul clic suffit pour passer d'un préréglage à l'autre afin d'assurer **une transition transparente** entre les structures anatomiques profondes et superficielles
- **examen indolore** pour vos patients.
- des informations cliniques précises pour d'éventuelles orientations.

DES IMAGES NETTES

- l'échographe Clarius PAL HD3 traite les images jusqu'à **8 fois plus vite**.
 - le beamforming octal, soutenu par un logiciel avancés, garantit une fréquence d'images plus élevée et donc des images **haute résolution plus fluides et plus nettes**.

FACILITÉ D'UTILISATION

- **application conviviale** pour les appareils Apple et Android.

FORMAT DE POCHE ET SANS FIL

- grâce à **sa petite taille et à son poids léger**, le Clarius PAL est particulièrement adapté pour être emporté avec vous.
- combiné à votre smartphone ou à votre tablette, vous disposez **d'un échographe à tout moment et en tout lieu**.
- sans fil et à l'épreuve du temps : **pas de ports, pas de câbles**.
- vous avez la liberté absolue d'appliquer les ultrasons n'importe où.
- la technologie d'antenne la plus récente a été mise au point pour fournir la connexion Wi-Fi directe la plus fiable à vos appareils mobiles iOS ou Android.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fréquence : 1-15 MHz.
- profondeur : max. 40 cm.
- autonomie de la batterie : 60 min de balayage
- temps de charge : 90 min.
- Champ de vision : 90°
- dimensions : 148 x 76 x 32 mm / poids: 308 g.