

Art: 195008



Informations sur le produit

Le coussin pour le visage **ERGOMAX en forme de coeur** pour un confort optimal du patient donne un confort optimal au patient lorsqu'il est couché sur le ventre.

- matière douce en forme ergonomique, sans couture: ne laisse pas de trace sur le visage de votre patient.
- hygiène: la mousse serrée à faible densité se nettoie facilement et résiste aux désinfectants.
- L'utilisation de plusieurs coussins Ergomax vous permet de les remplacer facilement et rapidement: une table fraîche et hygiénique pour chaque patient.
- utilisable dans les 2 sens, adapté à la tête de votre patient ou à sa position sur la table, quelle que soit sa taille.
- seulement pour les tables de la série PRO.

ATTENTION:

- CE TYPE D'ERGOMAX EST UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC DES TABLES DE LA SERIE GYMNA PRO & GO.
- ERGOMAX **N'EST PAS** COMPATIBLE AVEC DES TABLES AYANT UNE OUVERTURE FACIALE EN FORME DE GOUTTE OU RECTANGULAIRE.