

# Fieldpower Veste L

**gymna**

Art: 585978 | Marque: [FIELDPOWER](#)



## Informations sur le produit

La **Veste FieldPower** est spécialement conçue pour une liberté de mouvement optimale et des options d'entraînement polyvalentes. **Un gilet de taille moyenne est inclus dans** chaque paquetage **en standard**. En outre, les tailles Small, Large et Extra Large sont disponibles.

### Caractéristiques uniques

- 8 anneaux renforcés - Placés stratégiquement pour un entraînement de résistance polyvalent.
- Double sécurité - Chaque anneau est soutenu par une double sangle pour plus de sécurité.
- Options de connexion flexibles - Convient à divers exercices de résistance sous différents angles.

### Disposition des anneaux

- **Front & Side**
  - Anneaux latéraux : Spécialement pour la résistance par les côtés. Maximum 1 corde par anneau !
- **Dos**
  - Bas, milieu et haut du dos : Pour la résistance par l'arrière. Maximum 1 corde par anneau !
- **180° Free Ring**
  - Convient pour la résistance par l'arrière jusqu'à 90° par rapport aux côtés. N'utilise qu'un seul cordon standard, pas de double réglage ou de cordon lourd !

## Instructions de lavage

- Nettoyage - Suis les instructions de lavage indiquées sur les accessoires ou lave le gilet à une température maximale de 30°C.
- Pas de sèche-linge - Les accessoires et le gilet ne doivent pas être séchés au sèche-linge pour éviter l'usure.

Le gilet FieldPower offre un maximum de fonctionnalités et de sécurité pour un entraînement efficace.