


# Coussin cale d'appui désinfectable - grand - Qines **gymna**

Art: 576915 | Marque: QINES

97,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

- coussin de soutien cunéiforme pour le positionnement des patients en position couchée.
- cuir artificiel de haute qualité en PU, peut être désinfecté avec de l'alcool ou d'autres désinfectants courants.
- extrêmement résistant aux frottements fréquents et à la transpiration.
- la fermeture éclair est dissimulée, ce qui réduit au minimum le risque d'endommager la table.
- dimensions : 39 x 40 cm, épaisseur max. 15 cm
- couleur granit.
- fabriqué en Belgique