

Electrode RET pour Winback - standard - 60 mm - ***gymna***

3P

Art: 580565 | Marque: [WINBACK](#)



Informations sur le produit

- les électrodes RET (résistives) sont principalement utilisées pour les tissus plus profonds et plus durs à faible densité en eau tels que les ligaments, les tendons, les articulations, les os, ...
- selon la forme ou l'emplacement de la zone à traiter, on peut choisir des électrodes plates ou convexes, de tailles et de diamètres différents
- les électrodes RET sont reconnaissables à leur couleur grise
- compatibles uniquement avec Back 3^{TX} et Back 4