

## gris

Art: 110186 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



## Informations sur le produit

Cette 'veste' est un manchon pour le drainage lymphatique des bras et les quadrants supérieurs du tronc. **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Fabriqué en matériaux de haute qualité.
- Facile à nettoyer (peut être lavé dans la machine en respectant les instructions de lavage) et désinfecter.
- 100% doux pour la peau.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 24 chambres à air qui se chevauchent (12 à gauche et 12 à droite).
- La compression commence au bout des doigts et va via les bras au dos, thorax et ventre, pendant que la pression diminue graduellement.
- La compression simultanée des deux extrémités prévient le transfert éventuel du lymphatique vers les autres quadrants du tronc.
- L'utilisation unilatérale est aussi possible.
- L'arrivée d'air s'effectue via le dos pour une liberté de mouvement et un confort optimal.
- Pour patients avec une circonférence du bras jusqu'à 55 cm et une circonférence du ventre jusqu'à 134 cm.
- Inserts optionnels pour augmenter la circonférence du bras (+10 cm), du ventre et du dos (+13 cm).