


Qines Qlick support multi mini - 52 x 20 cm

gymna

Art: 577490 | Marque: QINES



Informations sur le produit

Le support Qines **Qlick Multi Maxi** fait partie du **système de rangement Qines Qlick**. Qines est la marque de distributeur de Gymna Belgique.

Le système de rangement consiste en un **profil mural de base** (art. 577.485) que vous pouvez fixer à un mur plein et auquel vous pouvez ajouter des supports de rangement/des étagères.

Votre matériel d'exercice 'pend' en quelque sorte au mur.

Plus rien ne traîne par terre et personne ne risque de marcher ou de trébucher dessus.

MULTI MINI SUPPORT DE RANGEMENT

- 2 supports Multi Mini s'adaptent au profil mural de 105 cm (d'autres combinaisons sont possibles).
- Le support Multi Mini convient pour suspendre, entre autres, votre Bosu, Togu Balanza, Togu Jumper, des ballons de médecine, des sangles et d'autres équipements d'exercice.
- Il suffit de 'cliquer' ce support sur le profil mural.

ÉTAGÈRE MULTI MINI

- possibilité de mettre une **tablette en bois Multi Mini** (art. 577.491) sur le support Multi Mini qui peut donc être utilisé comme étagère.
- pour ranger des essuies, des produits de massage, des crèmes, du petit matériel d'exercice, des coussins, des petits appareils, des modèles anatomiques, des Airex Balance Pads...

MODULAIRE

- tout est disponible séparément et par pièce.