

Blackroll Twister

Art: 577142 | Marque: BLACKROLL

gymna

14,90 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le BLACKROLL TWISTER est doté d'une surface incurvée spéciale avec des crampons permettant une stimulation ciblée. Après avoir reçu les instructions adéquates du kinésithérapeute, le patient pourra utiliser le BLACKROLL TWISTER lui-même. EFFET THÉRAPEUTIQUE

- les crampons sur la surface garantissent une circulation sanguine optimale.
- la forme convexe ergonomique permet une stimulation très ciblée.
- idéal pour le traitement des points de déclenchement.
- convient pour les muscles pectoraux et des épaules, le poignet, le cou, le coude, l'omoplate, les avant-bras et les fascias plantaires.
- la combinaison de pression et de rotation libère les adhérences fasciales.
- En fonction de la pression, vous agissez sur les fascias en surface ou en profondeur.

UTILISATION

- en administrant une pression et en pivotant simultanément.
- utilisation ciblée pour un résultat optimal.

CARACTÉRISTIQUES

- bonne prise grâce aux crampons sur la surface.
- dimensions : 7 x 5 cm.
- poids : 17 g.
- couleur : noir.
- livré avec carnet d'instructions et exemples d'exercices.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- produit 100 % vert.
- 100 % recyclable.
- matériel sans propulseurs ou produits chimiques.

QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.

HYGIÉNIQUE

- n'absorbe ni l'eau ni la transpiration.
- facile à nettoyer avec un chiffon humide.
- grâce à ses caractéristiques thermiques stérilisable jusqu'à 110°C.