

# MoVeS Bain paraffine Pro + perles paraffine (2,5 kg) **gymna**

Art: 576094 | Marque: MOVES



## Informations sur le produit

Le **MoVeS Paraffin Bath Pro** est un bain chauffant professionnel à la paraffine pour la thérapie thermique. La chaleur permet d'augmenter la circulation sanguine, de détendre les muscles et de réduire la douleur. Elle augmente l'élasticité de la peau, ce qui permet plus de mouvement et de mobilité. Un traitement à la paraffine est également la méthode idéale pour rendre la peau sèche et rugueuse à nouveau lisse et douce.

- Il s'applique principalement aux mains et aux pieds.
- En combinaison avec les perles de paraffine de qualité supérieure, il ne faut que 2,5 heures pour faire fondre complètement 2,5 kg de paraffine.
- La température est réglable de 40 à 60°C et peut être facilement contrôlée grâce au thermomètre numérique.

*Comprend 2,5 kg de perles de paraffine (Art. 576096), des gants résistants à la chaleur (Art. 576098) et 10 paires de gants jetables.*