

# Ergofit Vector Back Pull MED - anthracite

**gymna**

Art: 512261 | Marque: [ERGOFIT](#)



## Informations sur le produit

**BACK PULL** voor de versterking van de rompspieren **SPIERGROEPEN:** M. latissimus dorsi, M. trapezius, M. rhomboideus, M. biceps brachii **LOAD**

- Max: 112,5 kg
- weerstand: aanpassing per 7,5 kg / 2,5 kg MED

### ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

### OPTIONEEL EXTRA TE VERKRIJGEN

- MED versie:
  - MDD gekeurd
  - inclusief ROM begrenzer
  - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- T versie:
  - kleuren touchscreen
  - toont begin- en eindpositie van de oefening
  - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
  - kleuren touchscreen
  - toont begin- en eindpositie van de oefening
  - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
  - chipkaart lezer (RFID)
  - compatibel met Vitality system software

## KLEUREN

- kleuren frame
  - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
  - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding
  - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
  - charcoal (antraciet)
  - cactus (groen)
  - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
  - cherry (rood)
  - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
  - rood
  - groen
  - blauw
  - wit