

**Coussin tête - coussin ventre - PU désinfectable -**

***gymna***

**Qines**

Art: 576910 | Marque: [QINES](#)



## Informations sur le produit

- coussin pour le positionnement des patients en position couchée
- cuir artificiel de haute qualité en PU, peut être désinfecté avec de l'alcool ou d'autres désinfectants courants.
- extrêmement résistant aux frottements fréquents et à la transpiration.
- la fermeture éclair est dissimulée, ce qui réduit au minimum le risque d'endommager la table.
- couleur granit
- dimensions : 41 x 31 cm, épaisseur 10 cm
- fabriqué en Belgique