

# Blackroll boucle textile - 30 cm - extra fort - bleu

**gymna**

Art: 577149 | Marque: [BLACKROLL](#)



## Informations sur le produit

Sécurité, hygiène, confort et polyvalence caractérisent la **BOUCLE BLACKROLL EN TEXTILE**.

- matériau robuste, ne peut pas se rompre.
- sans latex, convient aux personnes allergiques.

### HYGIÉNIQUE

- lavable à 60°.

### COMFORTABLE

- ne s'enroule pas et ne coupe donc pas la peau.
- agréable en présence de pilosité.
- matériau doux.

### POLYVALENT

- pour le renforcement de divers groupes musculaires.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- disponible en cinq résistances.
  - jaune/extra léger.
  - orange/léger.
  - rouge/medium.
  - vert/fort
  - bleu/extra fort.
- set: 6 résistances: jaune/orange/rouge/vert/bleu/noir
- dimensions : 30 x 6 cm.

### ENTRETIEN

- lavable (en machine) à 60° - séchage à basse température - ne pas utiliser d'adoucissant ou de chlore – pas de nettoyage à sec.
- éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil.

#### QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.